



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kriochirurgii CRYO - S Mini (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- CRYO-S ® Mini został opracowany głównie dla gabinetów dermatologicznych, w których zabiegi kriochirurgiczne wykonuje się sporadycznie. Przeznaczony jest do miejscowego, szybkiego zamrażania zmian patologicznych przy pomocy krioplikatora natryskowego lub z użyciem sond kontaktowych,
- Aparat CRYO-S ® Mini wraz z sondą SD10 jest najatrakcyjniejszym cenowo i najbardziej uniwersalnym zestawem kriochirurgicznym z szerokim polem zastosowania w dermatologii. W każdym momencie można wyposażyć go w dodatkowe sondy kontaktowe, co poszerza możliwości jego użycia,
- **Zalety aparatu:**
 - Idealny do szybkiego, miejscowego zamrażania zmian patologicznych,
 - Atrakcyjna cena,
 - Szerokie pole zastosowań w dermatologii,
 - Możliwość rozbudowy zestawu,
 - Unikalne, opatentowane sondy natryskowe pozwalają na dowolne kształtowanie pola mrożenia o różnym, niemal dowolnym kształcie (o objętości od kilku milimetrów do kilku centymetrów),
 - Gotowość do pracy w kilka sekund,
 - Wygodna rękojeść sondy wielkości długopisu umożliwiającą precyzyjną pracę,
- **Dermatologia:**
 - Kriochirurgia to złoty standard w dermatologii. Zabiegi w znacznej większości przypadków nie wymagają znieczulenia. Zabieg polega na zamrożeniu zniszczonej tkanki, która ulega samoistnej demarkacji, aby w końcowym etapie odbudować się bez zwłóknień czy ubytków. Powstała blizna jest elastyczna, bezkolagenowa. Zabieg kriochirurgii pozwala na uzyskanie dobrych efektów kosmetycznych, trudnych do osiągnięcia innymi metodami.
 - **Zastosowanie:**
 - Brodawki zwykłe tzw. kurzajki, brodawki płaskie oraz brodawki łojotokowe,
 - Włókniaki,
 - Niektóre znamiona, odciski, blizny - zwłaszcza przerosłe zwłókniałe i nieregularne,
 - Zmiany naczyniowe - naczyniaki, rozszerzone naczynia krwionośne,
 - Zmiany trądzikowe, łysienie plackowate (kriostymulacja),
 - Zmiany nowotworowe,
- **Dane techniczne:**
 - Zasilanie: Aparat niefunkcyjny,
 - Czynnik chłodzący (przechowywany w butli stalowej pod ciśnieniem):
 - Podtlenek azotu (N₂O),
 - Dwutlenek węgla (medyczny CO₂),
 - Ciśnienie robocze:
 - Podtlenek azotu (N₂O) - 3,5÷5 MPa,
 - Dwutlenek węgla (medyczny CO₂) - 5,5 MPa,
 - Manometr i system regulacji ciśnienia:
 - Po otwarciu zaworu butli układ wewnętrzny urządzenia napełniany jest gazem pod ciśnieniem: żółty 0 - 20 bar: ciśnienie czyszczenia elementu końcowego / niebieski 25 - 50 bar: standardowe ciśnienie robocze / czerwony 60 - 80 bar: nadciśnienie,
 - Przełącznik wyboru trybu pracy:
 - Dwa tryby pracy: tryb stały i tryb zamrażania,
 - Komfortowy przełącznik nożny,
 - Estetyczna pokrywa butli z gazem,
 - Czterokierunkowy wózek,
- **W zestawie:**
 - Aparat,
 - Mobilna obudowa na butlę,
 - Sonda natryskowa 0 1 0000 1, typ SD-10
- **Akcesoria dodatkowe (za dopłatą):**
 - Sonda kontaktowa typ: D-10/RF (precyzyjne mrożenie kontaktowe małych i średnich zmian)(REF 01 1000 1),
 - Sonda kontaktowa typ: D-30/RF - "łopatką" przeznaczona do kriopeelingu, kriomasażu oraz zamrażania metodą kontaktową (REF01 3000 1),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

