



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Urządzenie do krioterapii KRIOPOL R30 BRYZA II (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2023 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Urządzenie **KRIOPOL R Bryza II** przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki. Czynnikiem roboczym jest ciekły azot, dzięki któremu na wylocie dyszy uzyskujemy temperaturę  $-160^{\circ}\text{C}$ , co zapewnia skuteczną i szybką stymulację bodźcową,
- Umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie,
- Wyposażone jest w zbiornik na ciekły azot o poj. 30 dm<sup>3</sup>,
- Posiada elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała pacjenta,
- Posiada panel z wyświetlaczem typu LED segmentowy monochromatyczny,
- Posiada czterostopniową regulację intensywności nadmuchu dzięki czemu aplikujemy właściwą dawkę chłodu w zależności od masy chłodzonego miejsca,
- Posiada dodatkowe funkcje nadmuchu:
  - Uwalnianie punktów spustowych,
  - Dwa rodzaje pulsacyjnej aplikacji,
  - Programowany czas trwania zabiegu,
- Urządzenie wyposażone jest w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku,
- Przeciwbólowe działanie niskiej temperatury pozwala na pełną kinezyterapię zmienionych chorobowo stawów. Redukcja bólu pozwala pacjentom na wykonywanie ćwiczeń, których w stanie bólowym nie byłoby w stanie wykonać. Zabieg kriostymulacji jest doskonale tolerowany przez pacjentów, a oziębienie tkanek powoduje silne endogenne przegrzanie stawów, aż do przekroczenia ciepłoty wyjściowej o ok  $3-4^{\circ}\text{C}$ . Efekt ten utrzymuje się przez około 3-4 godziny,
- **Po kuracji niskimi temperaturami następuje:**
  - uśmierzanie bólu,
  - osłabienie aktywności procesu zapalnego,
  - obniżenie napięcia mięśni,
  - zmniejszenie obrzęków,
  - poprawa stanu klinicznego i funkcjonalnego, która polega na zwiększeniu zakresu ruchomości stawów,
  - wzrost siły mięśniowej,
  - łagodzenie stanów pooperacyjnych,
  - skrócenie czasu leczenia kontuzji,
- **Zastosowanie:**
  - Rehabilitacja,
  - Medycyna sportowa,
  - Odnowa biologiczna,
- **Wskazania:**
  - reumatoidalne zapalenie stawów (rzs),
  - zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk),
  - schorzenia zwyrodnieniowe stawów,
  - zespół kręgosłupa szyjnego,
  - zapalenie okołostawowe,
  - zespół bolesnego barku,
  - dyskopatie,
  - zespół Reitera,
  - liszaj rumieniowaty,
  - postrzał,
  - tendopatie,
  - mialgie,
  - naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia ścięgien,
  - zwichnięcia, skręcenia, złamania,
  - obrzęki pooperacyjne,
  - oparzenia,
  - długo nie gojące się rany,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 47 x 54 x 100 cm,
- Waga: 34.5 kg (bez azotu),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

