



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dermatoskop CASIO (DZ-S50) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji japońskiej,
- Kompaktowy rozmiar mikroskopu dermatologicznego DZ-S50 ma łatwy do trzymania kształt. Mikroskop jest wyposażony w soczewkę o dużej średnicy i diodę LED o wysokiej jasności. Użytkownicy mogą przełączać się między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym jednym dotknięciem, co pozwala na łatwiejszą obserwację zmian chorobowych z bliska.
- **Cechy i zalety dermatoskopu DZ-S50:**
 - **Ostre szczegóły (Soczewka o dużej średnicy):** Posiada dużą średnicę soczewki 40,5 mm (1,6") z szerokim polem widzenia i niskim zniekształceniem. Ponieważ jest łatwa do ustawienia ostrości, użytkownicy mogą obserwować zmiany bez zbliżania twarzy do dotkniętego obszaru lub dokonywania drobnych korekt położenia. Powiększenie soczewki wynosi 6x,
 - **Łatwy w użyciu (Kształt i projekt):** Uchwyt wygodnie leży w dłoni, a przyciski przełączania zasilania i polaryzacji znajdują się tam, gdzie palce użytkownika trzymają urządzenie. Jest lekki, waży około 125 g (4,4 uncji). Symetryczny kształt można obsługiwać lewą lub prawą ręką,
 - **Wyłącza się samoczynnie (Automatyczne wyłączenie zasilania):** Zasilacz wyłącza się automatycznie około trzy minuty po włączeniu. Zapobiega to pozostawieniu urządzenia bez nadzoru i zmniejsza obawy o nagłe rozładowanie baterii,
 - **Jasne i łatwe do zobaczenia (Światło LED o wysokiej jasności):** Światło LED ma natężenie oświetlenia 30000 luksów, co pozwala użytkownikom wyraźnie zobaczyć zmiany chorobowe w ostrych szczegółach i pomaga w dokładnej obserwacji koloru. Jest energooszczędne, co pozwala na około 120 minut ciągłego użytkowania na jednym ładowaniu. Zmniejsza to obawy o konieczność oczekiwania pacjentów podczas ładowania,
 - **Jedno dotknięcie (Przełączanie trybu spolaryzowanego i niespolaryzowanego):** Światło LED można zmienić z trybu spolaryzowanego na niespolaryzowany za pomocą prostego przełącznika. Tryb spolaryzowany najlepiej sprawdza się w przypadku obserwacji rozkładu pigmentów pod powierzchnią skóry, natomiast tryb niespolaryzowany jest dobry do obserwacji stanu powierzchni skóry,
- **Akcesoria w zestawie:**
 - Zasilacz sieciowy do ładowania,
 - Instrukcja obsługi,
- **Akcesoria dodatkowe (za dopłatą):**
 - Obiektyw konwersyjny do DZ-S50 (DSL-50M)
- **Dane techniczne:**
 - Model: DZ-S50,
 - Powiększenie soczewki: 6x / 9x (z opcjonalnym obiektywem konwersyjnym),
 - Odległość ogniskowa: f=50 mm / f=31,25 mm (z opcjonalnym obiektywem konwersyjnym),
 - Maksymalna efektywna średnica: 40.5mm (1.6"),
 - Ilość światła LED: spolaryzowane: 6, niespolaryzowane: 3,
 - Zasilacz: Akumulator litowo-jonowy (wbudowany),
 - Czas pracy baterii: Około 120 minut (światła LED świecą się nieprzerwanie),
 - Wymiary: 67,5 × 140,2 × 23,1 mm (2,7" × 5,5" × 0,9") (szer. × wys. × gł.),
 - Waga: Około 125 g (4,4 uncji), około 145 g (5,1 uncji) (z opcjonalnym obiektywem konwersyjnym),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 36-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

