



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Temperature Probe - Fischer & Paykel (New)

- New,
- Made in Uruguay,
- Options:
  - **IW 700, IW 800 & IW 900 Series**(Cable length 1,5 m - 2.0 m):
    - Adult skin (BIOTEMP.900PT),
  - **MR 700**(Cable length 1,5 m - 2.0 m):
    - Air 2 (BIOTEMP.900AD),
- **Cable extension available on demand,**
- 12 months warranty,

