



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
 ul. Górowska 32  
 64-100 Leszno  
 Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
 Serwis: +48 782 844 000  
 Fax: +48 65 527 01 67  
 E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
 Krzysztof Wybieralski  
 +48 882 762 006  
[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



**Medical Stool Coburg Medicalift 3030 (New)**

- New
- Made in Germany,
- Special surgical chair suitable for all areas of surgery, particularly microsurgery
- Stainless steel safety base with 5 anti-static twin rollers
- Chrome foot ring
- Upper part can be rotated and locked into position
- Back rest can be adjusted by 7cm
- Comfortable upholstery, anti-static, black
- Height adjustment with maintenance-free hydraulic pump lever, lifting height: 19 cm
- Seat height: 53 - 72 cm
- **Additional Equipment (paid):**
  - pair of upholstered operator armrests 2030
  - central stop bar
- Technical Passport,
- 24 months warranty



	<p><b>KOŁOWY PRĄT</b>          Wzrost regulowany i bezpieczny wspinaczki. Idealny dla mikrochirurgii ze sterownikiem sterującym hydraulicznym. Wyposażony w 5 parówkami kołami anty-ostatycznymi.</p> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b>          2030, 2030A, 2030B, 2030C, 2030D, 2030E</p>
	<p><b>KOŁOWY PRĄT</b>          Poziomy wznoszący i regulujący (wysokość) regulowany sterownikiem hydraulicznym.</p> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b>          2030A</p>
	<p><b>KOŁOWY PRĄT</b>          Poziomy wznoszący i regulujący (wysokość) regulowany sterownikiem hydraulicznym.</p> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b>          2030A, 2030B, 2030C, 2030D, 2030E</p>
	<p><b>KOŁOWY PRĄT</b>          Wzrost regulowany i bezpieczny wspinaczki. Idealny dla mikrochirurgii ze sterownikiem sterującym hydraulicznym.</p> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b>          2030A, 2030B, 2030C, 2030D, 2030E</p>