



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza BAKMED PLB-302.3 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- BakMed PLB-302.3 to przepływowa lampa bakteriobójcza,
- Lampy przepływowe są całkowicie bezpieczne dla znajdujących się w pomieszczeniu ludzi, zwierząt i roślin,
- Lampa wyposażona w nowe promienniki,
- Emitowane promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 250 - 265 nm skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby,
- Skażone powietrze, zasysane przez wentylator do wnętrza komory dezynfekcyjnej przechodzi najpierw przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne pyły. Ma to niebagatelne znaczenie w zmniejszeniu zagrożeń alergicznych dla osób przebywających w pomieszczeniu. Powietrze przepływając przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio wzdłuż dwóch świetlówek bakteriobójczych, wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikrobiologicznie,
- Lampa montowana na suficie, na ramieniu o długości 54 cm,
- Liczba i moc promienników UVC: 2 x 30 W,
- Trwałość promienników: 8000 h,
- Wydajność wentylatora: 130 m³/h,
- Zasięg działania: do 50 m³,
- Wymiary czaszy:
 - Długość: 127,5 cm,
 - Głębokość: 10 cm,
 - Wysokość: 18,5 cm,
- Waga: 9,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

