



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw szlifierski ESSILOR MR. ORANGE ze skonocentroskopem (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Funkcje:**
 - Obróbka każdego dostępnego materiału na rynku,
 - Polerowanie,
 - Minifaseta, sportowa faseta, mixfaseta,
 - Rowkowanie, załamywanie krawędzi, wiercenie,
 - Optyczne skanowanie kształtów i wierceń poprzez zdjęcie demolensu,
 - Półautomatyczne ramię centrowania,
 - Edycja kształtu soczewki,
 - Gniazdo USB do przenoszenia danych i aktualizacji oprogramowania,
- **W zestawie skonocentroskop,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

