



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Video-kolonoskop OLYMPUS CF-Q180AL (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 12,8 mm,
- Średnica zewnętrzna: 13,2 mm,
- Średnica kanału roboczego: 3,7 mm,
- Długość robocza: 1680 mm,
- Głębokość ostrości: 3 - 100 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 180°/180°,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki w prawo i w lewo: 160°/160°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 170°,
- W pełni kompatybilny z procesorami: CV-180/160/140,
- **W komplecie:**
 - Oryginalna walizka,
 - Pokrywka,
 - Zaworki,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

