



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) IVAC P2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator (nowy akumulator w zestawie),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 12 VA,
- Posiada foliowany panel sterowania oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
- W komplecie uchwyt do powieszenia,
- Pompa może być mocowana do stelaża zarówno w poziomie jak i w pionie,
- Wygodny uchwyt do transportu,
- Wbudowane alarmy akustyczne,
- Przystosowana do strzykawk B-D PLASTIPAK 10/20/30/40/50/60 ml,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 37 x 23 x 9,5 cm,
- Waga: 3,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

