



## **Lampa bakteriobójcza (naścienna) LIGHT PROGRESS UV FAN 25H (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- Charakteryzująca się bardzo dużą skutecznością działania,
- Przewidziana jest do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sterylność powietrza m.in. w salach operacyjnych i przedoperacyjnych, gabinetach zabiegowych, przy produkcji żywności, leków, surowic, szczepionek itp.,
- Wbudowany licznik czasu pracy,
- Nowa świetlówka o długości 44 cm,
- Moc promiennika: 1 x 20 W,
- Dezynfekowana powierzchnia: 8 - 10 m<sup>2</sup>,
- Regulacja kąta nachylenia czaszy,
- Montaż lampy: ścienna,
- Wymiary czaszy: 103 x 19 x 12 cm,
- Waga: 5,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

