



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lusterko stomatologiczne PDI rozmiar 4 (Powystawowy (demo))

- Nowe, powystawowe,
- Produkcji U.S.A.,
- Lusterka stomatologiczne PDI wykonane są ze stali chirurgicznej (nierdzewnej) oraz wysokiej jakości szkła ciętego laserowo, dzięki czemu zapewniają komfort i profesjonalizm pracy,
- Gwarantują idealne odbicie, nie zniekształcają obrazu,
- Lusterko nadaje się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C i czasie sterylizacji 18 minut,
- Lusterko można sterylizować także suchym gorącym powietrzem w temperaturze 160°C i czasie sterylizacji 2 godzin,
- Po wielokrotnej sterylizacji lusterko wciąż nadaje się do użytku i nie traci swoich początkowych parametrów,
- Rozmiar lusterka: 4,
- Wymiary:
 - Długość końcówki roboczej: 30 mm,
 - Średnica lusterka: 22 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

