



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lusterko stomatologiczne PDI rozmiar 4 (Powystawowy (demo))**

- Nowe, powystawowe,
- Produkcji U.S.A.,
- Lusterka stomatologiczne PDI wykonane są ze stali chirurgicznej (nierdzewnej) oraz wysokiej jakości szkła ciętego laserowo, dzięki czemu zapewniają komfort i profesjonalizm pracy,
- Gwarantują idealne odbicie, nie zniekształcają obrazu,
- Lusterko nadaje się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C i czasie sterylizacji 18 minut,
- Lusterko można sterylizować także suchym gorącym powietrzem w temperaturze 160°C i czasie sterylizacji 2 godzin,
- Po wielokrotnej sterylizacji lusterko wciąż nadaje się do użytku i nie traci swoich początkowych parametrów,
- Rozmiar lusterka: 4,
- Wymiary:
  - Długość końcówki roboczej: 30 mm,
  - Średnica lusterka: 22 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

