



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Kaseta do błon RTG REGO 20x40 cm (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Kaseta REGO to plastikowo-metalowa kaseta z systemem magnetycznym pozwalającym uzyskać doskonale ostry obraz. System magnetyczny pozwala uzyskać jednolity i dokładny docisk błon do ekranów na całej powierzchni. Sprawia to, że kaseta REGO jest idealnym rozwiązaniem np.: przy ekspozycjach całego kręgosłupa lub kończyn dolnych,
- Rozmiar błony: 20 x 40 cm,
- Wymiary ogólne: 22,8 x 42,8 x 1,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

