



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta do błon RTG REGO 20x40 cm (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Kaseta REGO to plastikowo-metalowa kaseta z systemem magnetycznym pozwalającym uzyskać doskonale ostry obraz. System magnetyczny pozwala uzyskać jednolity i dokładny docisk błon do ekranów na całej powierzchni. Sprawia to, że kaseta REGO jest idealnym rozwiązaniem np.: przy ekspozycjach całego kręgosłupa lub kończyn dolnych,
- Rozmiar błony: 20 x 40 cm,
- Wymiary ogólne: 22,8 x 42,8 x 1,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

