



## Wózek na pranie szpitalne (składany) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Wózki na pranie przeznaczone są do przewozu brudnej bielizny, używane na oddziałach szpitalnych, sanatoryjnych lub innych placówek medycznych,
- Wózek wykonany jest z rurek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- Posiada składany stelaż wyposażony w cztery kółka z gumowymi odbojnikami,
- Specjalne haczyki zapobiegają zsunięciu się worka z obręczy,
- Brak worka w zestawie,
- Wymiary rozłożonego wózka: 60 x 61 x 100 cm,
- Wymiary po złożeniu: 20 x 60 x 115 cm,
- Waga: 6,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

