



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa diagnostyczna LUXO T88/87 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka G23 o mocy 11 W,
- Jednoogniskowa,
- Mocowana do blatu,
- Czasza regulowana w wielu płaszczyznach,
- Regulowane ramię przegubowe oraz obracane na trzonku,
- Włącznik lampy umieszczony na czaszy,
- Żywotność żarówki: 10000 godzin,
- Oddawanie barw: 80-89 Ra,
- Strumień świetlny: 900 lumenów,
- Temperatura barwowa: 3000 K,
- W zestawie uchwyt montażowy oraz zasilacz sieciowy,
- Wymiary czaszy: 9 x 33 x 5 cm,
- Długość ramion po wyprostowaniu: 80 cm,
- Waga kompletu: 1,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

