



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw wiertel ortopedycznych (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- W skład zestawu wchodzi 4 wiertła:
 - Wiertło SOFAMOR DANEK Model 823-533 (7.5 mm),
 - Wiertło SOFAMOR DANEK Model 823-531 (6.5 mm),
 - Wiertło z systemem mocowania ORION Model 871-636,
 - Wiertło z systemem mocowania AXIS Model 870-706,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

