



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wkręty do kości DANEK (Powystawowy (demo))**

- Nowe, powystawowe,
- Produkcji U.S.A.,
- W zestawie dwa wkręty do kości:
  - Wkręt DANEK 823-110:
    - Średnica gwintu: 6.5 mm,
    - Średnica główki: 8 mm,
    - Długość gwintu: 25 mm,
    - Długość całkowita: 40 mm,
  - Wkręt DANEK 823-112:
    - Średnica gwintu: 6.5 mm,
    - Średnica główki: 8 mm,
    - Długość gwintu: 38 mm,
    - Długość całkowita: 50 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

