



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zestaw ostrzy ortopedycznych STRYKER (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji U.S.A.,
- W skład zestawu wchodzi sześć ostrzy ortopedycznych STRYKER o różnych wielkościach:
  - Grube ostrze STRYKER 1675-133 (2 sztuki):
    - Długość ostrza: 27 mm,
    - Szerokość ostrza: 0.64 mm,
    - Długość narzędzia: 82 mm,
  - Cienkie ostrze STRYKER 296-37-133 (3 sztuki):
    - Długość ostrza: 22,5 mm,
    - Szerokość ostrza: 0.38 mm,
    - Długość narzędzia: 65 mm,
  - Cienkie ostrze STRYKER 296-37-233 (1 sztuka):
    - Długość ostrza: 22,5 mm,
    - Szerokość ostrza: 0.38 mm,
    - Długość narzędzia: 52 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

