



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw tarników ortopedycznych STRYKER (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji U.S.A.,
- Model: 1675-113,
- W skład zestawu wchodzi pięć tarników ortopedycznych STRYKER,
- Wymiary powierzchni tarki:
 - Długość: 11 mm,
 - Maksymalna szerokość: 5 mm,
- Długość narzędzia: 72 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

