



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw ostrzy oscylujących wewnętrznych STRYKER (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- W skład zestawu wchodzi dwa ostrza STRYKER Model 2296-31-34,
- Szerokość ostrza: 11,5 mm,
- Grubość ostrza: 38 mm,
- Głębokość cięcia: 51 mm,
- Długość użytkowa: 12 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

