



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw śrub medycznych (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- W zestawie:
 - Śruba 808-945 41830:
 - Długość gwintu: 45 mm,
 - Średnica gwintu: 7,5 mm,
 - Długość całkowita: 60 mm,
 - Śruba 808-945 87118:
 - Długość gwintu: 45 mm,
 - Średnica gwintu: 7,5 mm,
 - Długość całkowita: 60 mm,
 - Śruba 808-945 82952:
 - Długość gwintu: 45 mm,
 - Średnica gwintu: 7,5 mm,
 - Długość całkowita: 60 mm,
 - Śruba 808-945 60492:
 - Długość gwintu: 45 mm,
 - Średnica gwintu: 7,5 mm,
 - Długość całkowita: 60 mm,
 - Śruba X0194-005 88152:
 - Długość gwintu: 35 mm,
 - Średnica gwintu: 8,5 mm,
 - Długość całkowita: 50 mm,
 - Śruba 5:
 - Długość gwintu: 33 mm,
 - Średnica gwintu: 5 mm,
 - Długość całkowita: 49 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

