



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zestaw śrub medycznych (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- W zestawie:
  - Śruba 808-945 41830:
    - Długość gwintu: 45 mm,
    - Średnica gwintu: 7,5 mm,
    - Długość całkowita: 60 mm,
  - Śruba 808-945 87118:
    - Długość gwintu: 45 mm,
    - Średnica gwintu: 7,5 mm,
    - Długość całkowita: 60 mm,
  - Śruba 808-945 82952:
    - Długość gwintu: 45 mm,
    - Średnica gwintu: 7,5 mm,
    - Długość całkowita: 60 mm,
  - Śruba 808-945 60492:
    - Długość gwintu: 45 mm,
    - Średnica gwintu: 7,5 mm,
    - Długość całkowita: 60 mm,
  - Śruba X0194-005 88152:
    - Długość gwintu: 35 mm,
    - Średnica gwintu: 8,5 mm,
    - Długość całkowita: 50 mm,
  - Śruba 5:
    - Długość gwintu: 33 mm,
    - Średnica gwintu: 5 mm,
    - Długość całkowita: 49 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

