



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Zestaw długich ostrzy tłokowych STRYKER (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry ,
- Produkcji U.S.A.,
- Model: 277-96-300,
- W skład zestawu wchodzi cztery ostrza o wymiarach:
  - Długość ostrza: 77,5 mm,
  - Szerokość ostrza: 6,3 mm,
  - Grubość ostrza: 0,64 mm,
  - Grubość cięcia: 1,04 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

