



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw długich ostrzy tłokowych STRYKER (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry ,
- Produkcji U.S.A.,
- Model: 277-96-300,
- W skład zestawu wchodzi cztery ostrza o wymiarach:
 - Długość ostrza: 77,5 mm,
 - Szerokość ostrza: 6,3 mm,
 - Grubość ostrza: 0,64 mm,
 - Grubość cięcia: 1,04 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

