



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wkrętak do śrub chirurgicznych ORION PLATE HOLDING PIN DRIVER (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry ,
- Model: 871-655,
- Instrument ortopedyczny wykonany ze stali nierdzewnej,
- Posiada drewniany uchwyt z tuleją śrubową do użytku chirurgicznego i weterynaryjnego,
- Wymiary:
 - Średnica trzpienia: 5,8 mm,
 - Długość trzpienia: 15 cm,
 - Długość śruby: 10 mm,
 - Długość całkowita wkrętaka: 26,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

