



Łaźnia wodna z chłodzeniem NESLAB RTE-101 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Łaźnia wodna z chłodzeniem oferuje wydajne chłodzenie i grzanie w szerokim zakresie temperatur oraz bardzo dobrą cyrkulację wody,
- Zakres temperatur: od -12° do +130°C,
- Wydajność pompy: max. 11,5 l/min,
- Pojemność zbiornika: 4,5 litra,
- Wymiary zbiornika: 12,7 x 12,7 x 12,7 cm,
- Wymiary ogólne: 57,8 x 25,7 x 36,8 cm,
- Waga: 29,5 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

