



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wziernik nosowy CHIFA typu Hartmann dla dorosłych (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Wykonany z nierdzewnej stali medycznej,
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku,
- Umożliwia bardziej komfortowe diagnozowanie pacjenta, zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i na wizycie domowej,
- Wziernik nosowy ma ergonomiczne wyprofilowane rękojeści, które pozwalają na płynne i dokładne manewrowanie końcówkami wziernika.
- Materiał w części aplikacyjnej jest doskonale gładki, w części rękojeści wyprofilowany, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne,
- Jest idealny do badania laryngologicznego, medycyny ogólnej, medycyny pracy i celów dydaktycznych,
- Wymiary:
 - Długość wziernika: 3 cm,
 - Gabaryt ogólny: 6 x 2,8 x 16,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

