



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Nosze karetkowe STRYKER M-1 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A. (2014r.),
- Maksymalne obciążenie: 227 kg,
- Posiada lekką, trwałą konstrukcję ze stopów lekkich,
- Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),
- Przystosowane do prowadzenia reanimacji twarde podłoże,
- Transporter noszy wielopoziomowy z niezależną regulacją przedniej i tylnej części (6 poziomów),
- Możliwość ustawienia transportera w pozycji przeciwwstrząsowej,
- Pozycja Trendelenburga i Fowlera,
- Komplet pasów zabezpieczających - pasy szelkowe, poprzeczne i pediatryczne,
- Chowane barierki boczne,
- Wysuwane rączki do przenoszenia,
- System szybkiego bezpiecznego łączenia z noszami umożliwiający zapięcie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,
- Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy,
- Automatyczny system składania podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu,
- 4 kółka - wszystkie obrotowe w zakresie 360° z możliwością blokowania 2 kółek do pozycji stałej,
- Hamulce na 2 kółkach,
- Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera,
- Wymiary: 55 x 198 x 110 cm,
- Waga: 66,5 kg,
- Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim i niemieckim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

