



### Pulsoksymetr SIMS BCI AUTOCORR (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie 230 V - poprzez zasilacz 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pulsoksymetr AUTOCORR zapewnia nieinwazyjne, ciągłe monitorowanie nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO2) i częstości akcji serca (mierzonej przez czujnik SpO2),
- Opatentowana technologia seryjnej autokorelacji (SAC) BCI Autocorr zapewnia wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak występowanie artefaktów ruchowych i pacjentów z niską perfuzją. Tę dokładną, ekonomiczną technologię można łatwo dostosować do warunków klinicznych, domowych i podczas snu,
- Dwa czytelne 3-cyfrowe wyświetlacze LED,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Zakres pomiaru:
  - SpO2: od 0% do 100%,
  - Tętno: od 30 do 254 uderzeń na minutę (bpm),
- Wymiary: 8,2 x 21,6 x 14 cm,
- Waga pulsoksymetru: 850 g,
- Waga kompletu: 1,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

