



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B.BRAUN PERFUSOR SPACE (Kat 02) (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji niemieckiej (2019r.),
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 1.8 Ah NiMH,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 8 VA,
- **Perfusor Space** to strzykawkowa pompa infuzyjna do infuzji dożylnych, dotętnicznej i żywienia dojelitowego oraz transfuzji,
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h,
- Prędkość przepływu: 0,01 - 200ml/h,
- Bolus: 1800 ml/h,
- Preselekcja czasu: 00:01 - 50 godz.,
- Prędkość dawkowania: 0 ... 99.999 przyrost o 0,001 jednostka (waga pacjenta) /minut lub /godzin lub /24 godziny,
- Masa ciała pacjenta: 250 g - 250 kg (kg, g, lb),
- Tryb utrzymania drożności żyły: KVO,
- Tryb gotowości Standby: 1 minuta ... 24 godziny, nazwa leku widoczna także w trybie gotowości,
- Zawartość leku - ilość czynnika aktywnego w: µg, mg, g*, mEq, IU, mmol, kcal, kJ,
- Biblioteka leków dzielonych dowolnie przez użytkownika na 30 grup,
- Alarmy wizualne i akustyczne,
- Foliowana i podświetlana klawiatura,
- Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron,
- Menu urządzenia w języku angielskim,
- Obsługiwana strzykawką: OPS 20/50 ml, OMNIFIX 5/10/20/30ml,
- W zestawie nakładka z uchwytem montażowym oraz zasilacz,
- Wymiary: 26,5 x 20,5 x 10 cm,
- Waga pompy: 1,9 kg,
- Waga kompletu: 2,8 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

