



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Hak stomatologiczny do ran z kanałkiem (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wysokiej jakości hak chirurgiczny wykonany z niemieckiej stali nierdzewnej,
- Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji,
- Hak może być stosowany w zabiegach chirurgii ogólnej oraz stomatologicznej,
- Produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku po uprzednim myciu, dezynfekcji i sterylizacji,
- Długość całkowita: 270 mm,
- Szerokość uchwytu: 14 mm,
- Szerokość końcówki haka: 8 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

