



Video-kolonoskop OLYMPUS CF-Q145L (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- Średnica zewnętrzna: 12.8 mm,
- Średnica kanału roboczego: 3,7 mm,
- Długość robocza: 1680 mm,
- Długość całkowita: 2000 mm,
- Głębokość ostrości: 3-100 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 180°/180°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 160°/160°,
- W pełni kompatybilny z procesorami CV-180/160/140,
- W zestawie:
 - Zawór ssący,
 - Zawór wodno-powietrzny,
 - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
 - Oryginalna walizka,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA

