



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pinceta do pobierania wycinka z okrągłym zakończeniem BD 765 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wysokiej jakości precyzyjna pinceta mikrochirurgiczna wykonana z niemieckiej, nieutleniającej się stali nierdzewnej (INOX),
- Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji,
- Pinceta jest używana głównie do chwytania i pobierania niewielkich wycinków tkanek,
- Nacięcia anatomiczne na okrągłym dziobie umożliwiają chwytanie delikatnych tkanek bez ryzyka ich uszkodzenia,
- Produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku po uprzednim myciu, dezynfekcji i sterylizacji,
- Wymiary:
 - Długość całkowita: 200 mm,
 - Średnica dzioba: 4,5 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

