



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łyżeczka zębodołowa typu Hemingway dwustronna (mała) Wersja B (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry ,
- Produkcji polskiej,
- Wykonany z medycznej stali nierdzewnej,
- Łyżeczka typu Hemingway służy do usuwania ziarniny z zębodołu. Znajduje także zastosowanie w wyłuszczeniu zmian zapalnych oraz usuwaniu odłamanych części zębów i przegrody międzykorzeniowej,
- Łyżeczka kostna składa się z antypoślizgowego uchwytu oraz dwóch części pracujących. Część pracująca prawa i lewa gwarantuje łatwe operowanie narzędziem,
- Długość narzędzia: 170 mm,
- Szerokość łyżeczek: 2 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

