



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kriochirurgii - przenośny Freezpen CL-FP-35 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- Freezpen jest wytwarzany przez firmę Clinic6,
- Jest innowacyjnym urządzeniem zwiększającą ogólną poprawę jakości leczenia poprzez bezpośrednie zastosowanie Tlenku azotu o temperaturze -89°C ., wnika w 1 mm na 5 sekund do maksymalnej głębokości 5 mm,
- Łatwość obsługi jest zachętą do użytkowania przez lekarzy rodzinnych, medycyny estetycznej oraz pediatrów,
- Freezpen oferuje bezstresowe leczenie z szybko widocznymi efektami poprawy,
- Wysoka precyzja Freezpen ogranicza uszkodzenia zdrowej skóry, minimalizując dyskomfort u pacjentów,
- Efektywny wynik uzyskany dzięki pierwszym zabiegom, dzięki wysokiemu ciśnieniu preparatu Freezpen osiągając głębszą penetrację,
- Aparat ma uspokajający kształt pióra, zaletą jest optymalne bezpieczeństwo przy minimalnym dyskomforcie i braku efektów ubocznych,
- Bardzo ekonomiczny w przypadku tanich kriogenicznych kapsułek, które mogą leczyć do 12 pacjentów,
- W aparacie zastosowano naboje o wadze 35 gramów,
- **Wydajność naboji 35 gr to około 30 zabiegów (Liczba zabiegów może się różnić w zależności od zmiany chorobowej i rozmiaru końcówki aplikatora),**
- Aparat jest optymalnym rozwiązaniem do leczenia:
 - brodawek,
 - kłykcia,
 - naczynek krwionośnych,
 - znaczników skórnych,
 - rogówki i wszystkich innych łagodnych zaburzeń skórnych.
- W skład aparatu wchodzi:
 - 3 aplikatory:
 - 1 aplikator z zielonym kodowaniem (do leczenia zmian o średnicy \varnothing 4-8 mm)
 - 1 aplikator z pomarańczowym - 60 mm (do leczenia zmian o średnicy \varnothing 1-4 mm),
 - 1 aplikator z białym kodowaniem -60 mm (do leczenia zmian o średnicy \varnothing 2-6 mm),
 - Instrukcja użytkowania,
 - Pinceta do umieszczania filtra.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

