



## Cieplarka laboratoryjna (inkubator) JW HC 213-48 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 W,
- Pojemność komory: 170 litrów (jedna komora),
- Płynna regulacja temperatury w zakresie od temp. otoczenia do 70°C,
- Histereza temperatury +/- 10°C,
- Praca ciągła,
- Każda z komór wyposażona w 2 szt. tacek sitkowych,
- Wbudowane termometry,
- Wymiary komór: 59 x 48 x 60 cm,
- Wymiary ogólne: 81,5 x 56 x 165 cm,
- Waga: 120 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

