



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Przewód PIGTAIL OLYMPUS MAJ-1430 (Powystawowy (demo))**

- Nowy powystawowy, stan techniczny idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Zapewnia połączenie między procesorem wideo a endoskopem,
- MAJ-1430 przeznaczony jest do użytku z procesorem wideo OLYMPUS CV-180 i CV-190 oraz z endoskopami serii 180 i 190,
- Spiralny, giętki przewód,
- Waga: 0,8 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

