



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



**Certyfikowany Test/Testy antygenowy LEPU MEDICAL SARS-CoV-2 (25 szt.) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- **Zestaw do szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2 (immunochromatografia ze złota koloidalnego),**
- Produkt przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności antygenów SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych (wymaz z nosa),
- Format podobny do karty,
- Karta testowa opiera się na swoistej reakcji przeciwciała-antygen. Zawiera koloidalne złoto oznaczone przeciwciałem monoklonalnym SARS-CoV-2 N,
- Prosty w użyciu,
- Wygodny, nie wymaga urządzeń,
- Szybki, wynik w 15 minut,
- Stabilny, z dużą dokładnością,
- Temperatura przechowywania: 4-30 °C,
- Swoistość: 99,26 %,
- W skład opakowania wchodzi:
  - Certyfikat,
  - Karty testowe - 25 sztuk,
  - Patyczki do wymazów - 25 sztuk,
  - Butelki z roztworem do przygotowania próbki (2,5 ml) - 2 sztuki,
  - Instrukcja użycia w języku polskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i portugalski

