



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Certyfikowany Test/Testy (kasetowe) CLUNGENE na obecność antygenu SARS-CoV-2 (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- **Clungene SARS - CoV-2** to kasetka do szybkiego testowania Antygenu COVID-19, przeznaczona do użytku poprzez przeszkolony personel laboratoriów klinicznych,
- Jest testem immunologicznym typu „lateral flow”, przeznaczonym do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z jamy nosowo-gardłowej oraz ustno-gardłowej,
- Wynik badania dostępny po 15 minutach,
- Temperatura przechowywania: 4-30 °C,
- Czułość: 98,5 %,
- W skład opakowania wchodzi:
  - Certyfikat,
  - Kasety testowe - 25 sztuk, (każda kasetka jest w opakowaniu z osuszaczem),
  - Ampułki z odczynnikami do ekstrakcji (0,3ml) - 25 sztuk,
  - Sterylne patyczki jednorazowe - 25 sztuk,
  - Probówki - 25 sztuk,
  - Stojak na probówki - 1 sztuka,
  - Instrukcja użycia w języku polskim, angielskim i niemieckim,



合格证 Certificate of Quality	
品名:	新型冠状病毒抗原检测试剂盒
Registration:	COVID-19 Antigen Rapid Test Kit
规格:	25 x 25 x 10
Manufacturer:	PRAISTON
Lot No.:	2020120101
生产日期:	2020-12
有效期至:	2025-11
生产:	常州普瑞斯通医疗器械有限公司
Manufacturer:	CE/Assembling in China
经销商:	常州普瑞斯通医疗器械有限公司
Distributor:	Registration No. PR-C-20200001
生产商:	常州普瑞斯通医疗器械有限公司
Manufacturer:	常州普瑞斯通医疗器械有限公司
生产地址:	常州市武进区遥观镇遥观村
Address:	No. 1, Yiyang Road, Yiyang Sub-town, Yiyang District, Wujin City, Jiangsu 211113, China