



Stacja dokująca na 6 pomp FRESENIUS KABI ORCHESTRA BASE A (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez wbudowany akumulator 6 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 125 VA,
- Stacja dokująca Base A jest koncentratorem danych i zasilaczem dla maksymalnie 6 modułów DPS i / lub modułów DPS Visio i / lub modułów MVP,
- Pozwala na szybszą kontrolę terapeutyczną,
- Interfejs komunikacyjny zgodny z głównym oprogramowaniem PDMS,
- Wbudowany interfejs RS232,
- Jeden pojedynczy kabel zasilający dla wszystkich podłączonych modułów,
- Żywotność baterii - minimum 2 godziny,
- Wyposażona w statyw z wygodnym uchwytem do przenoszenia,
- **Brak pomp w zestawie - możliwość doposażenia w pompy infuzyjne (strzykawkowe lub kropelkowe) FRESENIUS ORCHESTRA za dodatkową opłatą,**
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- Wymiary stacji dokującej:
 - Wysokość: 8 cm,
 - Szerokość: 34,5 cm,
 - Głębokość: 25,5 mm,
- Wysokość wraz ze statywem: 80 cm,
- Waga stacji ze statywem: 4 kg,
- Waga stacji dokującej z pompami: 17,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

