



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do karboksyterapii PHYSIOLED CARBOMED CO₂ (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Karboksyterapia to zabieg, który zdobył już ugruntowaną pozycję w gabinetach medycyny estetycznej. Jego działanie polega na wstrzykiwaniu kontrolowanych dawek czystego dwutlenku węgla (CO₂) podskórnym lub śródskórnym. CO₂ jest produkowany przez nasze komórki w wyniku spalania tlenu oraz wydalanym przez nasze płuca. Dzięki temu, że jest dla nas obojętny, może być też bezpiecznie podawany w skórę,
- Karboksyterapia jest zabiegiem mało inwazyjnym i w 100% naturalnym, nie wymagającym rekonwalescencji. Badania naukowe wykazały, że poprawia elastyczność skóry i reaktywuje mikrokrążenie miejscowo pobudza włókna kolagenowe i rozbija błonę adipocytów, powodując efekt lipolityczny i lipoklastów, bez uszkodzenia tkanki łącznej, naczyń i otaczających struktur nerwowych,
- **Urządzenie Carbomed CO₂** posiada atest medyczny, jest wygodne w transporcie i łatwe w obsłudze,
- Interfejs użytkownika składa się z łatwego, intuicyjnego ekranu dotykowego z programami i protokołami terapeutycznymi,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, IT, DE, ES, PT, FR,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Programy terapeutyczne w języku polskim,**
- Aparat podgrzewa gaz, aby zapewnić pacjentowi komfort zabiegu,
- Przepływ terapeutyczny można regulować w zakresie od 10 do 150 cm³ na minutę, co pozwala uzyskać maksymalne efekty,
- Dzięki możliwości kontrolowania przepływu i temperatury gazu, a także wbudowanym programom i protokołom zabiegowym zapewnia szybkie, skuteczne i bezbolesne zabiegi,
- Wielu lekarzy docenia jego kompaktową, przenośną budowę, co ma wpływ na łatwość przeprowadzenia zabiegu i komfort pacjenta,
- **Wskazania:**
 - Rozjaśnienie cieni pod oczami, redukcja „worków”,
 - Redukcja cellulitu o różnym stopniu zaawansowania,
 - Wspomagająco w zabiegach redukcji tkanki tłuszczowej i wyszczuplenia,
 - Poprawa elastyczności i sprężystości skóry,
 - Zagęszczenie i ujędrnienie skóry,
 - Przebudowa blizn i rozstępów,
 - Wzmocnienie cebulek włosowych i zapobieganie utracie włosów,
 - Wspomagająco przy leczeniu zaburzeń krążenia („zimne ręce”, „zimne stopy”),
 - Wspomagająco przy leczeniu łuszczycy,
- **Możliwość regulacji:**
 - Temperatury podgrzewania gazu w zakresie: od 26° do 43°,
 - Przepływu terapeutycznego w zakresie: 10 - 150 cc/min,
 - Czasu zabiegu: 1- 60 min,
- **W zestawie:**
 - Protokoły zabiegowe,
 - Reduktor nabutłowy do CO₂ z wężykiem,
 - Filtr PTFE,
 - 2 x butla z CO₂ (**jedna nowa**),
 - Wąż do karboksyterapii o długości 180 cm,
 - Złącznik nożny,
- Wymiary aparatu: 32 x 16,5 x 39 cm,
- Waga aparatu: 4,7 kg,
- Waga zestawu: 32 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

