



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Butla na tlen medyczny 5 L (Rekondycjonowany (używany))

- Pojemność butli: 5 litrów,
- Ciśnienie robocze PW: 200 bar,
- Ciśnienie próbne PH: 300 bar,
- Wyposażona w zawór 3/4",
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- Wymiary butli:
 - Wysokość: 54,5 cm,
 - Średnica: 13,5 cm,
- Zdjęcia poglądowe,

