



## Zestaw do terapii tlenowej 10 L (Rekondycjonowany (używany))

- Pojemność butli: 10 litrów,
- Ciśnienie robocze PW: 200 bar,
- Ciśnienie próbne PH: 300 bar,
- Wyposażona w zawór 3/4",
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- W zestawie nowy reduktor tlenowy z regulacją przepływu i nawilżaczem (rodzaj reduktora dostępny w zależności od stanu magazynowego) oraz do wyboru:
  - Maski tlenowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
  - Maski tlenowa pediatryczna z drenem 2,1 m,
  - Kaniula nosowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
- Wymiary butli:
  - Wysokość: 91 cm,
  - Średnica: 14 cm,
- Zdjęcia poglądowe,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

