



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw do terapii tlenowej 2 L. Wersja A (Rekondycjonowany (używany))

- Pojemność butli: 2 litry,
- Ciśnienie robocze PW: 200 bar,
- Ciśnienie próbne PH: 300 bar,
- Wyposażona w zawór 3/4",
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- W zestawie nowy reduktor tlenowy z regulacją przepływu (rodzaj reduktora dostępny w zależności od stanu magazynowego) oraz do wyboru:
 - Maski tlenowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
 - Maski tlenowa pediatryczna z drenem 2,1 m,
 - Kaniula nosowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
- Wymiary butli:
 - Wysokość: 37,5 cm,
 - Średnica: 11 cm,
- Zdjęcia poglądowe,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

