



Głowica liniowa GE 7L (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Typ sondy: liniowa,**
- Zakres częstotliwości: 2 - 7 MHz,
- Sonda GE 7L to przetwornik ultradźwiękowy, kompatybilny z wieloma systemami ultrasonograficznymi firmy GE:
 - Vivid 7 Dimension,
 - Vivid 7 Pro,
 - Logiq 5 Expert,
 - Logiq 7,
 - Logiq E9,
 - Logiq S6,
- Zastosowanie: pediatryczne, drobne części i naczyniowe,
- Wymiary:
 - Rękojeść: 11 x 3 x 6,5 cm,
 - Długość przewodu: 202 cm,
- Waga: ok. 1,4 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

