



## Głowica śródoperacyjna GE T739 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Typ sondy: liniowa tablicowa,**
- Zakres częstotliwości: 4 - 10 MHz,
- Sonda GE T739 to przetwornik ultradźwiękowy, kompatybilny z wieloma systemami ultrasonograficznymi firmy GE:
  - Logiq 5 Expert,
  - Logiq 7,
  - Logiq P5,
  - Logiq P6,
  - Logiq E9,
- Zastosowanie: naczyniowe, małe części i śródoperacyjne obrazy USG zarówno dorosłych, jak i dzieci,
- Wymiary:
  - Rękojeść: 4,2 x 4,7 x 1,7 cm,
  - Długość przewodu: 350 cm,
- Waga: ok. 1,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

