



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica śródoperacyjna GE T739 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Typ sondy: liniowa tablicowa,**
- Zakres częstotliwości: 4 - 10 MHz,
- Sonda GE T739 to przetwornik ultradźwiękowy, kompatybilny z wieloma systemami ultrasonograficznymi firmy GE:
 - Logiq 5 Expert,
 - Logiq 7,
 - Logiq P5,
 - Logiq P6,
 - Logiq E9,
- Zastosowanie: naczyniowe, małe części i śródoperacyjne obrazy USG zarówno dorosłych, jak i dzieci,
- Wymiary:
 - Rękojeść: 4,2 x 4,7 x 1,7 cm,
 - Długość przewodu: 350 cm,
- Waga: ok. 1,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

