



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG SCHILLER CARDIOVIT AT-102 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator 12 V / 2,3 Ah - możliwość wymiany na nowy za dodatkową opłatą,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 28 VA,
- **Cardiovit AT-102** to elektrokardiograf o rozszerzonych możliwościach w zakresie wykonywania najważniejszych testów czynnościowych układu krążenia i oddechowego,
- Spoczynkowe badanie EKG, wysiłkowe badanie EKG oraz spirometria są dostępne w jednym urządzeniu,
- Dodatkowa prosta integracja ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS) i obsługa worklist czyni go jeszcze bardziej uniwersalnym,
- **Charakterystyka i możliwości urządzenia:**
 - Rejestracja EKG w trybie ręcznym i automatycznym,
 - Drukarka termiczna A4 pozwalająca na jednoczesny wydruk do 12 kanałów EKG,
 - Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki,
 - Ekran LCD służący do podglądu wszystkich rejestrowanych kanałów EKG, oraz wyświetlania informacji o ustawieniach aparatu i danych pacjenta,
 - Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora,
 - Klawiatura alfanumeryczna z bezpośrednimi klawiszami funkcyjnymi do szybkiego wprowadzania danych i uruchamiania podstawowych funkcji aparatu,
 - Wbudowany akumulator pozwalający na wykonanie do 300 standardowych zapisów EKG lub 100 badań spirometrycznych,
 - Różne formaty zapisu,
 - Wykonywanie kopii badania przy różnych ustawieniach,
 - Dźwiękowe monitorowanie rytmu serca,
 - Port komunikacyjny umożliwiający podłączenie do PC, głowicy spirometrycznej, ergometru rowerowego, bieżni,
 - Zatwierdzony klinicznie, udokumentowany i znany na całym świecie program interpretacji EKG SCHILLER dla dorosłych i dzieci
 - Program sterowania próbą wysiłkową,
 - Spirometria z pomiarami: FVC, SVC, MV, MVV,
 - Pamięć badań z funkcją eksportu do zewnętrznego systemu archiwizacji i analizy,
 - Dwa tryby pracy: auto i manual,
 - Pamięć wewnętrzna do 40 zapisów EKG spoczynkowego,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, IT, SV, ES, PT, NL,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- Przyciski gumowane, czytelny panel sterowania,
- Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru: 21 cm, (brak papieru w zestawie),
- **W zestawie:**
 - Przewód EKG 10 - odprowadzeniowy,
 - Przewód zasilający,
- **Możliwość doposażenia w elektrody kończynowe klipsowe EKK oraz elektrody przysercowe przyssawkowe EPP (za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 38 x 32 x 10 cm,
- Waga zestawu: 5,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

