



Reduktor z nawilżaczem do butli tlenowej KORGIEL W8 O2 + MTO2 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Reduktor służy do obniżenia ciśnienia gazu pobieranego z butli do poziomu wymaganego przez użytkownika. Ciśnienie wyjściowe powinno wynosić 4 lub 8 bar zależnie od podłączonych do wyjścia urządzeń odbiorczych,
- Reduktory butlowe pracują wykorzystując membranę, która daje bardzo precyzyjną regulację ciśnienia,
- Dozownik tlenu z nawilżaczem służy do dozowania tlenu do dróg oddechowych pacjenta oraz do nawilżania tlenu,
- **Dane techniczne:**
 - Wykonany jest z chromowanego mosiądzu,
 - Wbudowany manometr,
 - Zakres wskazań manometru: 0-31,5 MPa,
 - Ciśnienie pracy: 0,5 MPa,
 - Przepływ: 0 ÷ 17 l / min,
 - Nawilżenie: 0 ÷ 60 %,
 - Wyposażony w specjalne przyłącze do butli tlenowej,
 - Wbudowany dozownik rotametryczny,
- **W zestawie:**
 - Butelka nawilżacza:
 - Pojemność: 200 ml,
 - Sterylizowalna (121°, czas do 20 min.),
 - Gwint: 9/16,
 - Rurka z dyfuzerem (jednorazowego użytku),
 - Wyjście na dren,
 - Uszczelka (oring),
 - Instrukcja użytkowania w języku polskim,
- Wymiary reduktora: 11,5 x 12 x 10 cm,
- Wymiary zestawu: 11,5 x 33 x 13 cm,
- Waga zestawu: 1,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

